

Anticorps Polyclonal Anti-Ccdc88A (Girdin) Pour Wb, Elisa - Q3V6T2

Numéro d'article: CM0022035



Introduction

Anticorps polyclonal anti-CCDC88A (Girdin) de haute qualité validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA, ciblant la protéine CCDC88A/Girdin humaine (UniProt Q3V6T2). Idéal pour les études sur la migration cellulaire, la signalisation EGFR et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCDC88A Rabbit pAb
Remarques/Alias	APE; GIV; GRDN; PEHO; HkRP1; PEHOL; GIRDIN; KIAA1212; CCDC88A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55704
GeneID	55704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1571-1870 de la protéine CCDC88A humaine (NP_001129069.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q3V6T2
Poids de la protéine	216 kDa
Expédition	Sac de glace