

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccdc92 Pour Wb, Elisa - Q53Hc0

Numéro d'article: CM0030663

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CCDC92 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Le CCDC92 joue un rôle dans l'immunité innée et inhibe la réplication de l'ebolavirus. Convient pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCDC92 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CCDC92
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	80212
GenelD	80212
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q53HC0
Poids protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace