

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cck Pour Wb Et Elisa - P06307

Numéro d'article: CM0019942



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CCK humaine, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté pour les études sur la contraction de la vésicule biliaire, la libération d'enzymes pancréatiques et la sécrétion d'acide gastrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCK Rabbit pAb
Remarques / Alias	CCK
Espèce	Humain
GenelD (humain)	885
GenelD	885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-115 de la CCK humaine (NP_000720.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P06307
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac à glace