

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cckar (Cck1-R) Pour Wb Et Elisa - P32238

Numéro d'article: CM0022558



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CCKAR pour WB et ELISA. Détecte le CCKAR humain, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier le récepteur de la cholécystokinine de type A dans l'alimentation, la contraction de la vésicule biliaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCKAR Lapin pAb
Remarques/Alias	CCK-A ; CCK1R ; CCKRA ; CCK1-R ; CCKAR
Espèce	Humain
Identifiant du gène	886 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 du CCKAR humain (NP_000721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P32238
Poids protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace