

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cckbr Pour Wb, Elisa - P32239

Numéro d'article: CM0025809



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CCKBR humaine (GASR/CCK-B/CCK2R). Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation de la gastrine/CCK, la neurobiologie et le cancer. - P32239

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CCKBR
Remarques/Alias	GASR; CCK-B; CCK2R; CCKBR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	887
GeneID	887
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-335 de la CCKBR humaine (NP_795344.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32239
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace