


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl1 (I-309) Pour Wb, Elisa - P22362

Numéro d'article: CM0013319



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin anti-humain CCL1 (I-309) pour WB et ELISA. Cette chimiokine attire les monocytes via CCR8, servant d'outil clé pour la recherche sur l'inflammation et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL1 pAb de lapin
Remarques/Alias	P500, SISE, TCA3, I-309, SCYA1, CCL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6346
GeneID	6346
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-96 du CCL1 humain (NP_002972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22362
Poids protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace