

Anticorps Monoclonal Anti-Ccl17 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92583

Numéro d'article: CM0010335



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CCL17 humain (TARC, SCYA17). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de l'inflammation médiée par les lymphocytes Th2, des allergies et de la signalisation des chimiokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb anti-CCL17 de lapin
Remarques/Synonymes	TARC ; ABCD-2 ; SCYA17 ; A-152E5.3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6361
ID du gène	6361
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 94 du CCL17 humain (NP_002978.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q92583
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Poche de glace