

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl17 Pour Wb, Elisa - Q92583

Numéro d'article: CM0027897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chimiokine 17 à motif C-C humaine (CCL17, TARC). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les chimiokines et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL17 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TARC ; ABCD-2 ; SCYA17 ; A-152E5.3 ; CCL17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6361
GeneID	6361
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-94 de la CCL17 humaine (NP_002978.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92583
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace