


Anticorps Polyclonal Anti-Ccl19 Pour Wb, If-P, Elisa - Q99731

Numéro d'article: CM0020077



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-CCL19 validé pour WB, IF-P et ELISA. Il reconnaît le CCL19 humain, murin et de rat, une chimiokine clé pour la migration des lymphocytes T/B et la recherche sur l'inflammation - Q99731.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL19 Rabbit pAb
Remarques/Pseudonymes	ELC ; CKb11 ; MIP3B ; MIP-3b ; SCYA19 ; CCL19
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6363
GeneID	6363
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 95 du CCL19 humain (NP_006265.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99731
Poids moléculaire	11 kDa
Expédition	Sac de glace