

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl22 Pour Ihc-P, Elisa - 000626

Numéro d'article: CM0024371

Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin anti-CCL22 (000626) validé pour IHC-P et ELISA. Il détecte le CCL22 humain (MDC) avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur le trafic immunitaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL22 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MDC; ABCD-1; SCYA22; STCP-1; DC/B-CK; A-152E5.1; CCL22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6367
GeneID	6367
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-93 de la protéine CCL22 humaine (NP_002981.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	000626
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace