

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl27 Pour Wb Et Elisa - Q9Y4X3

Numéro d'article: CM0027191



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CCL27 humaine (CTACK). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Immunogène recombinant (aa 25-112). Pour les études d'homing des lymphocytes T. 13 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL27 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALP, ILC, CTAK, CTACK, PESKY, ESKINE, SCYA27, CCL27
Espèce	Humaine
ID du gène	10850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-112 de la CCL27 humaine (NP_006655.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q9Y4X3
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sachet isotherme