

Anticorps Polyclonal Anti-Ccl2/Mcp-1 Pour Wb Et Elisa - P13500

Numéro d'article: CM0024651



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CCL2/MCP-1 humain, validé pour WB et ELISA. La cible est un chemoattractant de monocytes impliqué dans l'inflammation et l'athérosclérose. Idéal pour la recherche sur les chimiokines et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL2/MCP-1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HC11; MCAF; MCP1; MCP-1; SCYA2; GDCF-2; SMC-CF; HSMCR30; CCL2/MCP-1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6347
ID de gène	6347
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-99 du CCL2/MCP-1 humain (NP_002973.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13500
Poids moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace