

Anticorps Polyclonal Anti-Ccl2/Mcp-1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13500

Numéro d'article: CM0029133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CCL2/MCP-1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte les niveaux endogènes du CCL2/MCP-1 total avec une réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et l'athérosclérose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL2/MCP-1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, SCYA2, GDCF-2, SMC-CF, HSMCR30, CCL2/MCP-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6347
GeneID	6347
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-99 du CCL2/MCP-1 humain (NP_002973.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13500
Poids moléculaire de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace