

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl3 (Mip-1-Alpha) Pour Wb, Elisa - P10147

Numéro d'article: CM0029669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CCL3 humain (MIP-1-alpha, SCYA3) pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'inflammation, les chimiokines et le facteur suppresseur du VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6348
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-92 du CCL3 humain (NP_002974.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10147
Poids moléculaire	10kDa
Expédition	Sac de glace