

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl3 Pour Wb, Elisa - P10147

Numéro d'article: CM0029283



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CCL3 humain (MIP-1-alpha), validé pour les applications de Western blot et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et le VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6348
ID de gène	6348
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 24-92 du CCL3 humain (NP_002974.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10147
Poids de la protéine	10kDa
Expédition	Sac de glace