

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl3L1 Pour Wb, Elisa - P16619

Numéro d'article: CM0029383

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la chimiokine 1-like de motif C-C humaine (CCL3L1, SWISS P16619). Validé pour WB et ELISA, convient pour l'étude de la chimiotactisme, de l'inhibition du VIH et des maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CCL3L1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LD78; 464.2; MIP1AP; SCYA3L; G0S19-2; SCYA3L1; D17S1718; LD78BETA; LD78-beta(1-70); CCL3L1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6349
ID de Gène	6349
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P16619
Poids Protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace