

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl4 Pour Wb Et Elisa - P14097

Numéro d'article: CM0021492

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCL4 (MIP-1- β) validé pour la WB et l'ELISA chez la souris. Reconnaît une chimiokine sécrétée de 10 kDa impliquée dans l'inflammation et la chimiotaxie. Idéal pour les études d'immunodétection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL4 pAb de lapin
Remarques/Alias	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Espèce	Souris
GenelD (humain)	6351
GenelD	20303
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-92 de la CCL4 de souris (NP_038680.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P14097
Poids moléculaire	10 kDa
Expédition	Sac de glace