


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13236

Numéro d'article: CM0022145



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-CCL4 détecte le CCL4 humain (MIP-1 β), une chimiokine impliquée dans l'inflammation et la suppression du VIH. Il convient pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACT2; G-26; HC21; LAG1; LAG-1; MIP1B; SCYA2; SCYA4; MIP1B1; AT744.1; MIP-1-beta; CCL4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6351
GeneID	6351
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-92 du CCL4 humain (NP_002975.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13236
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sachet de glace