

Anticorps Polyclonal Anti-Ccl5 Pour Wb, Elisa - P50231

Numéro d'article: CM0020509

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CCL5 de rat (chimiokine 5 à motif C-C, RANTES). Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des chimiokines et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL5 Lapin pAb
Remarques/Alias	Chimiokine 5 à motif C-C
Espèce	Rat
Identifiant du gène (Humain)	6352
Identifiant du gène	81780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-52 du CCL5 de rat (AAA96499.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P50231
Poids protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace