

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl5/Rantes Pour Wb, Elisa - P13501

Numéro d'article: CM0026521



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CCL5/RANTES pour les applications WB et ELISA. Validé avec un immunogène recombinant (aa 1-91). À utiliser pour la recherche sur les chimiokines, le VIH et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin CCL5/RANTES
Remarques/Alias	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6352
GeneID	6352
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-91 de CCL5/RANTES humain (NP_002976.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13501
Poids moléculaire	10kDa
Expédition	Sac de glace