


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl8 Pour Ihc-P Et Elisa - P80075

Numéro d'article: CM0029436



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CCL8 humain (MCP-2), adapté pour l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le CCL8 humain et murin, une chimiokine de 11 kDa impliquée dans le chimiotactisme des monocytes et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HC14; MCP2; MCP-2; SCYA8; SCYA10; CCL8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6355
GeneID	6355
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-99 du CCL8 humain (NP_005614.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P80075
Poids moléculaire de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace