


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl8/Mcp-2 Pour Western Blot - P80075

Numéro d'article: CM0021107



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CCL8/MCP-2 humain, adapté au Western blot. Détecte la chimiokine de 11 kDa qui attire les monocytes, lymphocytes et éosinophiles. Pour utilisation recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL8/MCP-2 pAb de lapin
Remarques / Alias	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCYA10; SCYA8; Chimiokine 8 à motif C-C; CCL8/MCP-2
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	6355
GeneID	6355
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-99 de CCL8/MCP-2 humain (NP_005614.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P80075
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace