

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccm2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bs5

Numéro d'article: CM0028613



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CCM2 (malcavernine), un régulateur clé du développement cardiovasculaire. Adapté pour le WB, l'IHC-P, l'ELISA, avec une réactivité croisée rapportée pour les échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CCM2
Remarques/Alias	OSM ; C7orf22 ; PP10187 ; CCM2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	83605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du CCM2 humain (NP_113631.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BSQ5
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace