


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccnb1Ip1 Pour Wb Et Elisa - Q9Npc3

Numéro d'article: CM0019169



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CCNB1IP1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour l'étude des crossing-over méiotiques, de la régulation du cycle cellulaire et de l'activité des ligases de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCNB1IP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HEI10 ; C14orf18 ; CCNB1IP1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	57820
ID du gène	57820
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 50 de CCNB1IP1 humain (NP_878269.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NPC3
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac de glace