


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccr2 Pour Wb Et Elisa - P41597

Numéro d'article: CM0027430



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCR2 validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs de chimiokines, la migration des monocytes et les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCR2 ; CCR-2 ; CCR2A ; CCR2B ; CD192 ; CKR2A ; CKR2B ; CMKBR2 ; MCP-1-R ; CC-CKR-2 ; CCR2
Espèce	Humain
GeneID	729230
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 150-250 du CCR2 humain (NP_001116513.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P41597
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace