


Anticorps Monoclonal Anti-Ccr2/Ckr2 Pour Wb, Elisa - P41597

Numéro d'article: CM0007080



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CCR2/CKR2 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte le CCR2 humain, de souris et de rat, un récepteur de chimiokines qui médie la chimiotactisme des monocytes et l'entrée du VIH. Adapté à la recherche immunologique et virologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR2/CKR2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2/CKR2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	729230
GeneID	729230
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CCR2/CKR2 humain (P41597).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41597
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace