

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccr3 (Ckr3/Cd193) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51677

Numéro d'article: CM0020237



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCR3 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec le CCR3 humain, souris et rat. Immunogène recombinant ; détecte une bande d'environ 41 kDa. Idéal pour les études sur les récepteurs de chimiokines en immunologie et recherche sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CCR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCR3; CD193; CKR 3; CMKBR3; C C CKR3; CC-CKR-3; CCR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1232
GeneID	1232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence dans les acides aminés 146-226 du CCR3 humain (NP_001828.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51677
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace