

Anticorps Polyclonal Anti-Ccr5 (Lapin) Pour If-P Et Elisa - P51681

Numéro d'article: CM0022605



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CCR5 humain, adapté à l'immunofluorescence et à l'ELISA. Détecte le CCR5 de souris. Soutient la recherche sur l'inflammation, la migration des cellules immunitaires et l'entrée du VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-CCR5
Remarques/Alias	CKR5 ; CCR-5 ; CD195 ; CKR-5 ; CCCKR5 ; CMKBR5 ; IDDM22 ; CC-CKR-5 ; CCR5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1234
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du CCR5 humain (NP_000570.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P51681
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace