


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccr5 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P51681

Numéro d'article: CM0023018



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCR5 validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Détecte le CCR5 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des chimiokines, de l'entrée du VIH et des maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR5 Lapin pAb
Remarques/Alias	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1234
GeneID	1234
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 246-345 du CCR5 humain (NP_000570.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51681
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace