

Anticorps Polyclonal Anti-Ccr6 Pour Wb Et Elisa - P51684

Numéro d'article: CM0022718



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CCR6 humain (récepteur de chimiokine de type C-C 6). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier le chimiotactisme des cellules immunitaires, l'inflammation et l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR6 Lapin pAb
Remarques/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6; CCR6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1235
GeneID	1235
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300 et l'extrémité C-terminale du CCR6 humain (NP_004358.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51684
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace