

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ccr6/Cd196 (Fc, Elisa) - O54689

Numéro d'article: CM0005624

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la souris CCR6/CD196, pour la cytométrie en flux et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs aux chimiokines, le trafic des lymphocytes T et l'immunité muqueuse dans les modèles de maladies inflammatoires et auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR6/CD196 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	CCR-6 ; KY411 ; Cmkbr6 ; CC-CKR-6
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	1235
Identifiant du gène	12458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-38 de la souris CCR6/CD196 (NP_033965.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O54689
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace