


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ccr7 Pour Wb, Elisa - P32248

Numéro d'article: CM0002336



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CCR7 (CD197) de haute qualité validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec le CCR7 humain, souris et rat, un récepteur de chimiokine essentiel à la migration des lymphocytes. Idéal pour la recherche en immunologie et en signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR7 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CCR-7; CCR7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1236
GeneID	1236
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CCR7 humain (P32248).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32248
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace