


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccr7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P32248

Numéro d'article: CM0015503



Introduction

Le CCR7 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît le CCR7 humain, souris et rat (récepteur de chimiokine C-C de type 7), avec une masse moléculaire prédite de 43 kDa. Idéal pour la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1236
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-372 du CCR7 humain (NP_001829.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32248
Masse moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace