

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ccr8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51685

Numéro d'article: CM0005249



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le CCR8 humain, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur les récepteurs de chimiokines en immunologie et dans les études sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR8 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CY6; TER1; CCR-8; CKRL1; CDw198; CMKBR8; GPRCY6; CMKBRL2; CC-CKR-8; CCR8
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1237
GenelD	1237
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 250-355 du CCR8 humain (P51685).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51685
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace