


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ccr9 Pour Wb, Elisa - P51686

Numéro d'article: CM0010037



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CCR9 validé pour WB et ELISA. Réagit avec le CCR9 humain, souris, rat (42kDa). Convient pour les études sur les récepteurs de chimiokines et les co-récepteurs du VIH-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CCR9 Lapin mAb
Remarques/Alias	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10803
ID de Gène	10803
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CCR9 humain (NP_112477.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51686
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace