


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccr9 Pour Wb, Elisa - P51686

Numéro d'article: CM0013353



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible le récepteur de chimiokine de type C 9 (CCR9), médiateur clé du trafic des cellules immunitaires. Validé pour WB et ELISA, il reconnaît le CCR9 humain, de souris et de rat, ce qui le rend adapté aux études en immunologie et sur le VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GPR28 ; CDw199 ; GPR-9-6 ; CC-CKR-9 ; CCR9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10803
ID du gène	10803
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 369 du CCR9 humain (NP_112477.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51686
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace