

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccs Pour Wb Et Elisa - O14618

Numéro d'article: CM0025079



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CCS humain (chaperon du cuivre pour la superoxyde dismutase), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 1-274. Pour usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCS Rabbit pAb
Remarques/Alias	CCS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-274 du CCS humain (NP_005116.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14618
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace