


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cct3 Pour Wb, If/Cci, Elisa - P49368

Numéro d'article: CM0029026



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CCT3 validé pour WB, IF/CCI, ELISA. Détecte CCT3 humain, murin, rat, une sous-unité de la chaperonine TRiC impliquée dans le repliement de l'actine, de la tubuline et dans la ciliogenèse. Idéal pour la recherche sur les chaperonnes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CCT3
Remarques/Alias	CCTG; PIG48; TRIC5; CCT-gamma; TCP-1-gamma; CCT3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7203 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de CCT3 humain (NP_005989.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49368
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace