


Anticorps Polyclonal Anti-Cct4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P50991

Numéro d'article: CM0027398



Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CCT4 est validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Il cible la protéine CCT4 humaine avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient à l'étude de la fonction des chaperonines dans le repliement des protéines, le maintien des télomères et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-CCT4
Remarques/Alias	SRB; Cctd; CCT-DELTA; CCT4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10575
GeneID	10575
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-390 de la CCT4 humaine (NP_006421.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50991
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace