


Anticorps Polyclonal Anti-Cct5 Pour Wb, Elisa - P48643

Numéro d'article: CM0026245



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCT5 validé pour les applications de Western blot et ELISA. Reconnaît le CCT5 humain, murin et rat, un composant clé du complexe chaperonine TRiC qui assiste le repliement de l'actine et de la tubuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CCT5
Remarques/Alias	CCTE ; HEL-S-69 ; PNAS-102 ; CCT-epsilon ; TCP-1-epsilon ; CCT5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22948
GeneID	22948
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du CCT5 humain (NP_036205.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48643
Poids moléculaire protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace