


Anticorps Polyclonal Anti-Cct6A Pour Wb, Elisa - P40227

Numéro d'article: CM0026883



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-CCT6A (P40227) est un anticorps validé pour WB et ELISA. Il détecte le CCT6A humain, souris et rat, une sous-unité de la chaperonine TRiC qui assiste le repliement de l'actine et de la tubuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CCT6A Lapin pAb
Remarques/Alias	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTC20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta; CCT6A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	908
GeneID	908
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-250 du CCT6A humain (NP_001753.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40227
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace