


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cct6A Pour Wb Et Elisa - P40227

Numéro d'article: CM0021110



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCT6A validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît la CCT6A humaine et de rat, une sous-unité de chaperonine impliquée dans le repliement de l'actine et de la tubuline. Convient à la recherche sur la protéostasie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CCT6A pAb de lapin
Remarques/Alias	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTC20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	908
ID du gène	908
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 80 et 250 de la CCT6A humaine (NP_001753.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Rat
SWISS	P40227
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace