

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cct6B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92526

Numéro d'article: CM0014398

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la CCT6B humaine, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le complexe chaperonine et les protéines spécifiques des testicules.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du produit	CCT6B pAb de lapin
Remarques/alias	Cctz2; CCTZ-2; TSA303; CCT-zeta-2; TCP-1-zeta-2; CCT6B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10693
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-340 de la CCT6B humaine (NP_006575.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92526
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac de glace