


Anticorps Polyclonal Anti-Cct7 Pour Wb, Elisa - Q99832

Numéro d'article: CM0016261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CCT7 humain (CCT-eta, sous-unité eta TCP1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur les chaperonines et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CCT7 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCTH; CCTETA; NIP7-1; TCP1ETA; CCT7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10574
GeneID	10574
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-500 du CCT7 humain (NP_006420.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99832
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace