


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cct8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P50990

Numéro d'article: CM0026868



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCT8 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec le CCT8 humain, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le repliement des protéines, la biologie des télomères et les cils.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCT8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Cctq; PRED71; D21S246; C21orf112; CCT8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10694
GeneID	10694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 248-497 du CCT8 humain (NP_001269837.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50990
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace