

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd10 () Pour Cytométrie En Flux - P08473

Numéro d'article: CM0008358



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD10 humain (Néprilysine/CALLA). Validé pour la cytométrie en flux, il permet la détection des hémopathies malignes et des sous-ensembles lymphoïdes normaux. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD10 mAb
Remarques / Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	4311
Identifiant génique	4311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52 à 750 du CD10 humain (NP_000893.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08473
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sacheur réfrigérant