

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd10 Pour Wb, Fc, Elisa - Q61391

Numéro d'article: CM0005457



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du CD10 (Néprilysine) de souris, validé pour WB, FC, ELISA. Soutient le développement diagnostique et la recherche sur le métabolisme des peptides et le remodelage cutané.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD10 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Mme
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4311
GeneID	17380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52 à 750 du CD10 de souris (NP_032630.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61391
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace