

Anticorps Polyclonal Anti-Cd101 Pour Wb, Elisa - Q93033

Numéro d'article: CM0022951

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CD101 humaine (membre de la superfamille des immunoglobulines 2), validé pour Western blot et ELISA. Utile pour l'étude de l'inhibition de la prolifération des lymphocytes T et la recherche sur les cellules tumorales leucémiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD101 Rabbit pAb
Remarques / Alias	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9398
GeneID	9398
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-410 de la CD101 humaine (NP_004249.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q93033
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace