

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd101 Pour Wb Et Elisa - Q93033

Numéro d'article: CM0004315

Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le CD101 humain (V7, IGSF2, EWI-101) pour le Western blot et l'ELISA. Inhibe la prolifération des lymphocytes T ; marqueur leucémique. Immunogène : protéine recombinante. Swiss-Prot Q93033.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD101 mAc Lapin
Remarques/Alias	V7 ; IGSF2 ; EWI-101 ; CD101
Espèce	Humain
ID de gène	9398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-410 du CD101 humain. (NP_004249.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q93033
Poids moléculaire	115kDa
Expédition	Sac de glace