

Anticorps Monoclonal Anti-Cd101/Igsf2 Pour If/Cci Et Cytométrie En Flux - Q93033

Numéro d'article: CM0008803

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la protéine CD101 (IGSF2, V7, EWI-101) humaine. Validé pour l'immunofluorescence, la cytométrie en flux et la cytologie sur cellules fixées. Détecte une glycoprotéine membranaire d'environ 115 kDa ; adapté à la recherche sur l'inhibition des lymphocytes T et les marqueurs leucémiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-humain CD101/IGSF2 mAb
Remarques / Alias	V7 ; IGSF2 ; EWI-101
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-410 de la protéine CD101/IGSF2 humaine (NP_004249.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q93033
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sachet de glace